


Ringversuch: DS3/18
im Monat: August 2018
Teilnehmer-Nr.: 0000067
ausgestellt am: 11.08.18



Referenzinstitut für Bioanalytik

Laboratoriumsmedizin Dortmund
Dr. A. Eberhard und Partner
Brauhausstr. 4
44137 Dortmund



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Zertifikat

I. Screening (immunologisch)

Als 'richtig' bewertete Befunde in Probe A und B wurden erhoben für:

- Amphetamin u. ä.
- Barbiturate
- Benzodiazepine
- Cannabinoide
- Cocain + Metabolite
- Methadon + Metabolite
- Opiate
- Phencyclidin u. Metab.
- Buprenorphin

Bonn, 30. August 2018

II. Bestätigungsanalyse (chromatographisch)

Korrekte Bestätigungsanalysen für:

- Amphetamin u. ä.
- Barbiturate
- Benzodiazepine
- Cannabinoide
- Cocain + Metabolite
- LSD + Metabolite
- Methadon + Metabolite
- Methaqualon u. Metab.
- Opiate
- 6-Acetylmorphin
- Phencyclidin u. Metab.
- Propoxyphen u. Metab.
- Tricycl. Antidepressiva
- Buprenorphin
- Fentanyl
- Tramadol
- Metamphetamin
- Oxycodon

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich Februar 2019.

Ringversuch: **DS3/18**
im Monat: **August 2018**
Teilnehmer-Nr.: **0000067**
ausgestellt am: **11.08.18**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Laboratoriumsmedizin Dortmund
Dr. A. Eberhard und Partner
Brauhausstr. 4
44137 Dortmund



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Teilnahmebescheinigung

Wir bestätigen Ihnen, dass Sie am Ringversuch für Drogenscreening im Urin teilgenommen haben.

Bonn, 30. August 2018

Die von Ihnen erhobenen Befunde und deren Bewertung sind nachfolgend aufgeführt:

(• = richtig, f = falsch, ? = fehlend, # = falsch positiv)

I. Screening (immunologisch)

	Probe A		Probe B	
	Befund	Bewertung	Befund	Bewertung
- Amphetamin u. ä.	+	•	-	•
- Barbiturate	-	•	-	•
- Benzodiazepine	+	•	+	•
- Cannabinoide	+	•	-	•
- Cocain + Metabolite	-	•	+	•
- Methadon + Metabolite	-	•	+	•
- Opiate	+	•	+	•
- Phencyclidin u. Metab.	-	•	-	•
- Buprenorphin	+	•	-	•

II. Chromatographische (Bestätigungs-) Analysen

Für die in Probe A bzw. B vorliegenden Substanz(gruppen) haben Sie folgende Angaben gemacht:

Amphetamin u. (3,4-Methylenedioxy)amphet. (MDMA)	•	• (-)
Barbiturate	(-) •	• (-)
Benzodiazepine	(Lorazepam) •	• (Oxazepam)
Cannabinoide	(THC-Carbonsäure) •	• (-)
Cocain + Metabolite	(-) •	• (Benzoylecgonin (BZE))
LSD + Metabolite	(-) •	• (-)
Methadon + Metabolite	(-) •	• (EDDP (Methadonmetabolit))
Methaqualon u. Metab.	(-) •	• (Methaqualon und Metabolite)
Opiate	(Morphin) •	• (Morphin)
6-Acetylmorphin	(-) •	• (6-Acetylmorphin (MAM))
Phencyclidin u. Metab.	(-) •	• (-)
Propoxyphen u. Metab.	(-) •	• (-)
Tricycl. Antidepressiva	(Doxepin) •	• (Doxepin)
Buprenorphin	(Buprenorphin) •	• (-)
Fentanyl	(-) •	• (-)
Tramadol	(-) •	• (Tramadol)
Metamphetamin	(-) •	• (-)
Oxycodon	(-) •	• (-)

C. Knabbe

Dr. J. Geilenkeuser

A. Kessler

Drogenscreening DS3/18 - Konzentration der Drogen nach Rekonstitution gem. Einwaage

Probe A

3,4-Methylenedioxyamphet. (MDMA) (115)	2000 µg/l
Lorazepam (328)	2000 µg/l
THC-Carbonsäure (409)	100 µg/l
Morphin (914)	2000 µg/l
Doxepin (1304)	1000 µg/l
Buprenorphin (1401)	1000 µg/l

Probe B

Oxazepam (337)	1000 µg/l
Benzoylcegonin (BZE) (501)	1000 µg/l
EDDP (Methadonmetabolit) (701)	1000 µg/l
Methadon (702)	500 µg/l
Methaqualon und Metabolite (801)	500 µg/l
6-Acetylmorphin (MAM) (901)	100 µg/l
Morphin (914)	2000 µg/l
Doxepin (1304)	1000 µg/l
Tramadol (1601)	1000 µg/l

Immunoassay

Amphetamin u. ä.

Meth.	Herst.	N	n-	Probe A + (-)		Probe B -		n+	Meth.	Herst.	N	n-	Probe A + (-)		Probe B -		n+
				n+	n-	n+	n-						n+	n-	n+	n-	
11	2	3	1			2	3		0	111	150	1	1		0	1	0
11	34	1	1			0	1		0	111	151	82	75		6	81	0
11	78	11	9			2	11		0	111	161	3	3		0	3	0
11	99	6	6			0	6		0	111	173	43	42		1	43	0
11	109	2	1			1	2		0	111	195	1	1		0	1	0
11	121	1	1			0	1		0	111	230	5	5		0	5	0
11	122	1	1			0	1		0	112	2	7	4		3	7	0
11	125	2	2			0	2		0	112	11	1	0		1	1	0
11	130	5	3			2	5		0	112	34	1	1		0	1	0
11	151	45	16			29	44		1	112	38	1	0		1	1	0
11	161	2	1			1	2		0	112	40	3	3		0	3	0
11	173	9	5			4	9		0	112	78	9	7		2	9	0
11	230	1	1			0	1		0	112	99	4	2		2	4	0
12	4	17	0			17	17		0	112	109	4	4		0	4	0
12	13	2	0			2	2		0	112	121	3	2		1	3	0
12	28	5	2			3	5		0	112	122	2	2		0	2	0
12	30	71	0			71	71		0	112	125	6	5		1	6	0
12	38	28	2			26	28		0	112	130	14	8		6	14	0
12	40	7	4			3	7		0	112	151	26	20		6	26	0
12	52	1	0			1	1		0	112	170	1	0		1	1	0
12	72	1	0			1	1		0	112	173	15	11		4	15	0
12	121	1	1			0	1		0	112	230	1	1		0	1	0
12	126	62	0			62	60		1	121	13	1	0		1	1	0
12	128	2	2			0	2		0	121	28	1	1		0	1	0
12	228	7	3			4	7		0	121	30	2	0		2	2	0
12	328	4	4			0	4		0	121	38	2	0		2	2	0
14	99	3	2			1	3		0	121	99	1	1		0	1	0
111	2	36	33			3	36		0	121	121	5	4		1	5	0
111	30	2	0			2	2		0	121	126	1	0		1	1	0
111	34	1	1			0	1		0	121	129	1	1		0	1	0
111	35	1	1			0	1		0	121	130	2	2		0	2	0
111	40	3	1			2	1		2	121	151	1	1		0	1	0
111	52	1	1			0	1		0	121	158	2	2		0	2	0
111	70	1	1			0	1		0	121	228	1	1		0	1	0
111	78	44	42			2	43		1	121	328	2	1		1	2	0
111	99	24	24			0	24		0	122	30	2	0		2	2	0
111	102	4	4			0	4		0	122	38	1	0		1	1	0
111	109	4	4			0	3		1	122	70	1	1		0	1	0
111	121	3	3			0	3		0	122	102	1	0		1	1	0
111	122	3	3			0	3		0	122	121	2	2		0	2	0
111	125	13	13			0	13		0	122	151	1	1		0	1	0
111	129	1	1			0	1		0	122	328	1	1		0	1	0
111	130	19	18			1	19		0	insgesamt 723 435							
111	139	1	1			0	1		0						288	717	4

Barbiturate

Probe A -							Probe B -							Probe A -							Probe B -							
Meth.	Herst.	N	n-	n+	n-	n+	Meth.	Herst.	N	n-	n+	n-	n+	Meth.	Herst.	N	n-	n+	n-	n+	Meth.	Herst.	N	n-	n+	n-	n+	
11	2	45	45	0	45	0	12	4	15	15	0	15	0	12	4	15	15	0	15	0	12	4	15	15	0	15	0	
11	28	2	2	0	2	0	12	13	3	3	0	3	0	12	13	3	3	0	3	0	12	13	3	3	0	3	0	
11	34	4	4	0	4	0	12	28	3	3	0	3	0	12	28	3	3	0	3	0	12	28	3	3	0	3	0	
11	40	6	4	2	4	2	12	30	61	61	0	61	0	12	30	61	61	0	61	0	12	30	61	61	0	61	0	
11	52	1	1	0	1	0	12	38	27	27	0	27	0	12	38	27	27	0	27	0	12	38	27	27	0	27	0	
11	70	1	1	0	1	0	12	40	7	7	0	7	0	12	40	7	7	0	7	0	12	40	7	7	0	7	0	
11	78	61	60	1	60	1	12	70	1	1	0	1	0	12	70	1	1	0	1	0	12	70	1	1	0	1	0	
11	99	30	30	0	30	0	12	72	1	1	0	1	0	12	72	1	1	0	1	0	12	72	1	1	0	1	0	
11	102	4	4	0	4	0	12	102	1	1	0	1	0	12	102	1	1	0	1	0	12	102	1	1	0	1	0	
11	109	9	9	0	9	0	12	121	8	8	0	8	0	12	121	8	8	0	8	0	12	121	8	8	0	8	0	
11	121	6	6	0	6	0	12	126	36	36	0	36	0	12	126	36	36	0	36	0	12	126	36	36	0	36	0	
11	122	6	6	0	6	0	12	128	1	1	0	1	0	12	128	1	1	0	1	0	12	128	1	1	0	1	0	
11	125	18	18	0	18	0	12	129	1	1	0	1	0	12	129	1	1	0	1	0	12	129	1	1	0	1	0	
11	129	1	1	0	1	0	12	130	2	2	0	2	0	12	130	2	2	0	2	0	12	130	2	2	0	2	0	
11	130	38	38	0	38	0	12	151	1	1	0	1	0	12	151	1	1	0	1	0	12	151	1	1	0	1	0	
11	151	136	136	0	136	0	12	158	2	2	0	2	0	12	158	2	2	0	2	0	12	158	2	2	0	2	0	
11	161	4	4	0	4	0	12	228	7	7	0	7	0	12	228	7	7	0	7	0	12	228	7	7	0	7	0	
11	170	1	1	0	1	0	12	328	5	5	0	5	0	12	328	5	5	0	5	0	12	328	5	5	0	5	0	
11	173	57	57	0	57	0	14	99	3	3	0	3	0	14	99	3	3	0	3	0	14	99	3	3	0	3	0	
11	195	1	1	0	1	0	insgesamt																	619	617	2	617	2
11	230	4	4	0	4	0																						

Benzodiazepine

Probe A +							Probe B +							Probe A +							Probe B +						
Meth.	Herst.	N	n-	n+	n-	n+	Meth.	Herst.	N	n-	n+	n-	n+	Meth.	Herst.	N	n-	n+	n-	n+	Meth.	Herst.	N	n-	n+	n-	n+
11	2	47	2	45	0	47	12	4	17	0	17	0	17	12	4	17	0	17	0	17	12	4	17	0	17	0	17
11	28	1	0	1	0	1	12	13	3	0	3	0	3	12	13	3	0	3	0	3	12	13	3	0	3	0	3
11	34	4	0	4	0	4	12	28	6	0	6	0	6	12	28	6	0	6	0	6	12	28	6	0	6	0	6
11	40	6	2	4	2	4	12	30	77	0	77	0	77	12	30	77	0	77	0	77	12	30	77	0	77	0	77
11	52	1	0	1	0	1	12	38	32	0	32	0	32	12	38	32	0	32	0	32	12	38	32	0	32	0	32
11	70	1	0	1	0	1	12	40	7	0	7	0	7	12	40	7	0	7	0	7	12	40	7	0	7	0	7
11	78	64	2	62	0	64	12	70	1	0	1	1	1	12	70	1	0	1	1	1	12	70	1	0	1	1	0
11	99	33	6	27	0	33	12	72	1	0	1	0	1	12	72	1	0	1	0	1	12	72	1	0	1	0	1
11	102	4	1	3	1	3	12	99	1	0	1	0	1	12	99	1	0	1	0	1	12	99	1	0	1	0	1
11	109	15	2	13	2	13	12	102	1	0	1	0	1	12	102	1	0	1	0	1	12	102	1	0	1	0	1
11	121	7	0	7	0	7	12	121	7	0	7	5	7	12	121	7	0	7	5	7	12	121	7	0	7	5	2
11	122	5	0	5	0	5	12	126	60	0	60	0	60	12	126	60	0	60	0	60	12	126	60	0	60	0	60
11	125	20	1	19	0	20	12	128	2	0	2	0	2	12	128	2	0	2	0	2	12	128	2	0	2	0	2
11	129	1	0	1	0	1	12	129	1	0	1	0	1	12	129	1	0	1	0	1	12	129	1	0	1	0	1
11	130	40	1	39	2	38	12	130	2	0	2	2	2	12	130	2	0	2	2	2	12	130	2	0	2	2	0
11	150	1	1	0	0	1	12	151	2	0	2	0	2	12	151	2	0	2	0	2	12	151	2	0	2	0	2
11	151	156	21	135	0	156	12	158	4	0	4	0	4	12	158	4	0	4	0	4	12	158	4	0	4	0	4
11	161	5	0	5	0	5	12	228	8	0	8	0	8	12	228	8	0	8	0	8	12	228	8	0	8	0	8
11	170	1	0	1	0	1	12	328	7	0	7	0	7	12	328	7	0	7	0	7	12	328	7	0	7	0	7
11	173	69	2	67	1	68	14	99	3	1	2	0	2	14	99	3	1	2	0	2	14	99	3	1	2	0	3
11	195	1	0	1	0	1	insgesamt 729 43 686 16 713																				
11	230	6	1	5	0	6																					

Immunoassay

Methadon + Metabolite

					Probe A -				Probe B +							Probe A -				Probe B +								
Meth.	Herst.	N	n-	n+	n-	n+		Meth.	Herst.	N	n-	n+	n-	n+		Meth.	Herst.	N	n-	n+	n-	n+		Meth.	Herst.	N	n-	n+
11	2	44	44	0	8	36		12	4	14	14	0	0	14		12	4	14	14	0	0	14		12	4	14	14	0
11	34	3	3	0	0	3		12	13	1	1	0	0	1		12	13	1	1	0	0	1		12	13	1	1	0
11	37	1	1	0	0	1		12	28	5	5	0	0	5		12	28	5	5	0	0	5		12	28	5	5	0
11	40	1	1	0	0	1		12	30	53	53	0	0	53		12	30	53	53	0	0	53		12	30	53	53	0
11	52	1	1	0	0	1		12	38	31	31	0	0	31		12	38	31	31	0	0	31		12	38	31	31	0
11	70	1	1	0	0	1		12	40	6	6	0	0	6		12	40	6	6	0	0	6		12	40	6	6	0
11	78	62	60	2	9	53		12	52	1	1	0	0	1		12	52	1	1	0	0	1		12	52	1	1	0
11	99	37	37	0	6	31		12	70	1	1	0	0	1		12	70	1	1	0	0	1		12	70	1	1	0
11	102	4	4	0	0	4		12	72	1	1	0	0	1		12	72	1	1	0	0	1		12	72	1	1	0
11	109	9	8	1	1	8		12	99	1	1	0	0	1		12	99	1	1	0	0	1		12	99	1	1	0
11	121	7	7	0	1	6		12	102	1	1	0	0	1		12	102	1	1	0	0	1		12	102	1	1	0
11	122	6	6	0	1	5		12	121	8	8	0	0	8		12	121	8	8	0	0	8		12	121	8	8	0
11	125	21	21	0	1	20		12	123	1	1	0	0	1		12	123	1	1	0	0	1		12	123	1	1	0
11	129	1	1	0	0	1		12	126	57	56	1	0	57		12	126	57	56	1	0	57		12	126	57	56	1
11	130	38	38	0	7	31		12	128	1	1	0	0	1		12	128	1	1	0	0	1		12	128	1	1	0
11	139	1	1	0	0	1		12	129	1	1	0	0	1		12	129	1	1	0	0	1		12	129	1	1	0
11	150	1	1	0	0	1		12	130	2	2	0	0	2		12	130	2	2	0	0	2		12	130	2	2	0
11	151	147	142	4	6	141		12	151	2	2	0	0	2		12	151	2	2	0	0	2		12	151	2	2	0
11	161	5	5	0	0	5		12	158	2	2	0	0	2		12	158	2	2	0	0	2		12	158	2	2	0
11	170	1	1	0	0	1		12	228	8	8	0	0	8		12	228	8	8	0	0	8		12	228	8	8	0
11	173	64	62	2	7	57		12	328	5	5	0	0	5		12	328	5	5	0	0	5		12	328	5	5	0
11	195	1	1	0	0	1		14	99	3	3	0	1	2		14	99	3	3	0	1	2		14	99	3	3	0
11	230	6	6	0	0	6		insgesamt 664 656				8	48	618														

Immunoassay

Methaqualon u. Metab.

Probe A -						Probe B +		Probe A -						Probe B +			
Meth.	Herst.	N	n-	n+		n-	n+	Meth.	Herst.	N	n-	n+		n-	n+		
11	99	1	1	0	0			1	12	30	2	2	0	0	2		
11	102	1	1	0	0			1	12	72	1	1	0	0	1		
11	125	1	1	0	0			1	12	126	3	3	0	0	3		
11	151	2	2	0	0			2	insgesamt 12 12						0	0	12
12	4	1	1	0	0			1									

Immunoassay

Opiate

Meth.	Herst.	N	n-	Probe A +		n+	n-	Probe B +		n+	Meth.	Herst.	N	n-	Probe A +		n+	n-	Probe B +		n+
11	2	4	0			4	0			4	113	70	1	0			1	0			1
11	28	1	0			1	0			1	113	78	41	0			41	1			40
11	34	3	0			3	0			3	113	99	24	0			24	0			24
11	40	5	2			3	2			3	113	102	3	0			3	0			3
11	78	23	0			23	0			23	113	109	12	0			12	0			12
11	99	11	0			11	0			11	113	121	4	0			4	0			4
11	102	1	0			1	0			1	113	122	4	0			4	0			4
11	109	2	0			2	0			2	113	125	18	0			18	0			18
11	121	3	0			3	0			3	113	129	1	0			1	0			1
11	122	2	0			2	0			2	113	130	30	0			30	0			30
11	125	3	0			3	0			3	113	151	146	1			145	3			143
11	130	10	0			10	0			10	113	161	3	0			3	0			3
11	150	1	0			1	0			1	113	170	1	0			1	0			1
11	151	12	0			12	0			12	113	173	53	2			51	0			53
11	161	2	0			2	0			2	113	195	1	0			1	0			1
11	173	16	0			16	0			16	113	230	5	0			5	0			5
11	230	3	0			3	0			3	123	4	17	0			17	0			17
12	4	2	1			1	0			2	123	13	3	0			3	0			3
12	28	8	0			8	0			8	123	30	62	1			61	1			61
12	30	12	0			12	0			12	123	38	27	0			27	0			27
12	38	6	0			6	0			6	123	40	5	0			5	0			5
12	40	2	0			2	0			2	123	72	1	0			1	0			1
12	70	1	0			1	0			1	123	102	1	0			1	0			1
12	99	1	0			1	0			1	123	121	6	0			6	0			6
12	121	2	0			2	0			2	123	123	1	0			1	0			1
12	126	16	0			16	0			16	123	126	43	0			43	0			43
12	151	1	0			1	0			1	123	128	2	0			2	0			2
12	228	4	0			4	0			4	123	129	1	0			1	0			1
12	328	4	0			4	0			4	123	130	2	0			2	0			2
14	99	3	0			3	0			3	123	151	1	0			1	0			1
112	40	1	0			1	0			1	123	158	4	0			4	0			4
113	2	42	1			41	1			41	123	228	4	0			4	0			4
113	30	1	0			1	0			1	123	328	3	0			3	0			3
113	34	1	0			1	0			1	143	30	2	0			2	0			2
113	52	1	0			1	0			1	insgesamt 741 8						733	8			733

Immunoassay

6-Acetylmorphin

Meth.	Herst.	N	Probe A -				Probe B +				Meth.	Herst.	N	Probe A -				Probe B +					
			n-	n+	n-	n+	n-	n+	n-	n+				n-	n+	n-	n+						
11	102	1	1			0	1		0	12	99	2	2			0	0		2				
11	151	2	0			2	0		2	12	126	17	17			0	2		15				
11	170	1	1			0	0		1	12	158	5	5			0	0		5				
12	38	4	4			0	0		4	14	99	2	2			0	1		1				
12	40	1	1			0	1		0	insgesamt 35 33										2	5		30

Immunoassay

Phencyclidin u. Metab.

Probe A -						Probe B -						Probe A -						Probe B -						
Meth.	Herst.	N	n-	n+		Meth.	Herst.	N	n-	n+		Meth.	Herst.	N	n-	n+		Meth.	Herst.	N	n-	n+		
11	2	25	25	0	25	11	28	2	2	0	2	12	4	1	1	0	1	12	13	1	1	0	0	
11	34	3	3	0	3	11	40	5	3	0	3	12	28	1	1	0	1	12	30	10	10	0	0	
11	52	1	1	0	1	11	99	8	8	0	8	12	38	5	5	0	5	12	40	1	1	0	0	
11	102	1	1	0	1	11	109	2	2	0	2	12	70	1	1	0	1	12	99	1	1	0	0	
11	121	1	1	0	1	11	122	3	3	0	3	12	121	9	8	1	9	12	126	6	6	0	0	
11	125	1	1	0	1	11	130	3	3	0	3	12	130	1	1	0	1	12	328	2	2	0	0	
11	151	10	10	0	10	11	170	1	1	0	1	14	99	2	1	1	1	insgesamt 115 111				4	111	4
11	173	8	8	0	7																			

Immunoassay Propoxyphen u. Metab.

Meth.	Herst.	N	Probe A -		n+	Probe B -		n+
			n-			n-		
11	52	1	1		0	1		0
11	102	1	1		0	1		0
11	122	1	1		0	1		0
11	125	1	1		0	1		0
11	151	2	2		0	2		0
11	173	1	1		0	1		0
insgesamt			15		0	15		0

Immunoassay Tricycl. Antidepressiva

Meth.	Herst.	N	Probe A +		n+	Probe B +		n+
			n-			n-		
11	2	43	25		18	24		19
11	28	2	1		1	1		1
11	34	4	2		2	3		1
11	40	6	3		3	2		4
11	52	1	1		0	1		0
11	70	1	1		0	1		0
11	78	64	29		35	29		35
11	99	35	24		11	23		12
11	102	4	2		2	2		2
11	109	9	2		7	2		7
11	121	8	5		3	4		4
11	122	7	4		3	4		3
11	125	22	9		13	9		13
11	130	39	25		14	22		17
11	150	1	1		0	1		0
11	151	136	45		91	49		87
11	161	3	2		1	2		1
11	170	1	0		1	0		1
11	173	52	20		32	21		31
insgesamt			487		217	270		271

Immunoassay Buprenorphin

Meth.	Herst.	N	Probe A +		n+	Probe B -		n+
			n-			n-		
11	2	3	1		2	3		0
11	52	1	0		1	1		0
11	78	9	0		9	9		0
11	99	10	0		10	10		0
11	102	1	0		1	1		0
11	109	4	0		4	4		0
11	121	1	0		1	1		0
11	122	4	0		4	4		0
11	125	2	0		2	2		0
11	129	1	0		1	1		0
11	130	4	0		4	4		0
11	150	1	0		1	1		0
11	151	89	0		89	87		1
11	161	4	0		4	4		0
11	170	1	0		1	1		0
11	173	32	0		32	32		0
11	195	1	0		1	1		0
11	230	1	0		1	1		0
insgesamt			267		265	263		3

Immunoassay Fentanyl

Meth.	Herst.	N	Probe A -		n+	Probe B -		n+
			n-			n-		
11	52	1	1		0	1		0
11	99	1	1		0	1		0
11	102	1	1		0	1		0
11	122	1	1		0	1		0
11	125	2	2		0	2		0
11	151	6	6		0	6		0
11	161	1	1		0	1		0
11	170	1	1		0	1		0
11	173	3	3		0	3		0
insgesamt			36		0	36		0

Immunoassay Tramadol

Meth.	Herst.	N	Probe A -		Probe B +	
			n-	n+	n-	n+
11	99	4	4	0	0	4
11	102	1	1	0	0	1
11	122	1	1	0	0	1
11	125	2	2	0	0	2
11	151	9	9	0	0	9
11	161	2	2	0	0	2
11	170	1	1	0	0	1
11	173	12	12	0	0	12

Meth.	Herst.	N	Probe A -		Probe B +	
			n-	n+	n-	n+
11	230	1	1	0	0	1
12	99	2	2	0	0	2
12	126	3	3	0	0	3
12	130	1	1	0	0	1
12	158	3	3	0	0	3
14	99	2	2	0	0	2
insgesamt			44	0	0	44

Immunoassay Metamphetamin

Meth.	Herst.	N	Probe A *		Probe B -	
			n-	n+	n-	n+
11	2	44	21	23	44	0
11	28	2	2	0	1	1
11	34	3	1	2	3	0
11	40	6	2	4	3	3
11	52	1	1	0	1	0
11	78	64	20	44	63	1
11	99	38	20	18	38	0
11	102	3	1	2	3	0
11	109	14	3	11	14	0
11	112	1	0	1	1	0
11	121	5	1	4	5	0
11	122	6	4	2	6	0
11	125	20	4	16	20	0
11	129	1	0	1	1	0
11	130	37	12	25	37	0
11	150	1	0	1	1	0
11	151	134	18	116	132	1
11	161	3	0	3	3	0

Meth.	Herst.	N	Probe A *		Probe B -	
			n-	n+	n-	n+
11	170	1	0	1	1	0
11	173	64	15	49	64	0
11	195	1	1	0	1	0
11	230	6	2	4	6	0
12	40	1	1	0	1	0
12	70	1	0	1	1	0
12	99	3	2	1	3	0
12	102	1	0	1	1	0
12	121	8	0	8	8	0
12	126	5	1	4	5	0
12	129	1	0	1	1	0
12	130	2	0	2	2	0
12	151	2	1	1	2	0
12	158	2	0	2	2	0
12	228	1	1	0	1	0
14	99	4	1	3	4	0
111	2	1	1	0	1	0
insgesamt			486	136	350	4

Immunoassay Oxycodon

Meth.	Herst.	N	Probe A -		Probe B -	
			n-	n+	n-	n+
11	2	22	22	0	22	0
11	52	1	1	0	0	1
11	102	1	1	0	1	0
11	125	2	2	0	2	0
11	151	8	8	0	8	0
11	170	1	1	0	1	0
11	173	10	10	0	10	0
11	195	1	1	0	1	0

Meth.	Herst.	N	Probe A -		Probe B -	
			n-	n+	n-	n+
12	30	2	2	0	2	0
12	99	1	1	0	1	0
12	123	1	1	0	1	0
12	126	5	5	0	5	0
12	158	1	1	0	1	0
14	99	2	2	0	2	0
insgesamt			58	0	57	1

Ringversuch für Drogen-Screening im Urin DS3/18

Ringversuchsleiter:

Prof. Dr. med. C. Knabbe, Prof. Dr. Dr. K. P. Kohse, Prof. Dr. M. Neumaier

Wissenschaftliche Beratung:

Dr. J. Hallbach, Städtisches Klinikum München, Klinikum Schwabing

Dr. F. Degel, Klinikum Nürnberg, Nürnberg

Organisation und Durchführung:

Dr. W.-J. Geilenkeuser, Frau Dr. A. Kessler

Hinweise zur Auswertung

Zertifikat und Teilnahmebescheinigung

Auf dem Zertifikat sind für die immunologischen Screeningtests die Stoffgruppen aufgeführt, die Sie in Probe A und B richtig bestimmt haben.

In Abschnitt II sind alle Substanz(klassen) aufgeführt, für die Sie den korrekten chromatographischen Nachweis der An- oder Abwesenheit geführt haben. Dabei erfolgte der Nachweis der Anwesenheit über die Angabe jeweils **einer** eingewogenen Substanz.

Auf der Teilnahmebescheinigung werden alle von Ihnen durchgeführten Gruppentests und Einzelnachweise aufgelistet und bewertet.

Einwaagen

Die bei der Herstellung der Proben dem Urin zugegebenen Drogen sind auf Seite 1 aufgeführt. Diese Einwaagen stellen die Grundlage für die Bewertung der Ergebnisse dar.

Screening (immunologisch)

In dieser Auswertung sind die mit Immunoassays ermittelten Ergebnisse nach Methoden und Herstellern aufgeschlüsselt und grafisch dargestellt.

Neben der Anzahl der verwendeten Methode-Hersteller-Kombinationen ist die Anzahl richtiger und falscher Beurteilungen jeweils für Probe A und Probe B abzulesen.

Zeichenerklärung:

Sollbeurteilung Probe A und B

+ = vorhanden

- = nicht vorhanden

= falsch positiv

* = beide Beur. werden als richtig bewertet

(-) = ein negativer Befund wird bei Benutzung der entsprechenden Methode akzeptiert

Meth = Analysenprinzip

Kit = Code-Nr. des Reagenzienherstellers

N = Anzahl der Teilnehmer

n+ = Anzahl der Beurteilungen "Stoffgruppe vorhanden"

n- = Anzahl der Beurteilungen "Stoffgruppe nicht vorhanden"

Ihre Testkombination ist jeweils mit einem grünen (korrektes Ergebnis) oder roten (falsches Ergebnis) Punkt gekennzeichnet.

Kommentar

Probe A Test für Metamphetamin

Obwohl Probe A kein Metamphetamin sondern MDMA enthielt, reagierten viele Tests positiv. D. h., sie sind nicht monospezifisch für Metamphetamin. Das ist im Befund zu berücksichtigen. Unspezifisch positive Ergebnisse wurden trotzdem zertifiziert.

Probe A und B Doxepin

Der Nachweis von Doxepin ist unerlässlich. Es müssen Testverfahren gewählt werden, die Doxepin ausreichend sensitiv erfassen können.

Dr. Fritz Degel
Dr. Jürgen Hallbach
Dr. Wolf-Jochen Geilenkeuser

Bitte beachten Sie die geänderten Chiffren für die Reagenzienhersteller		DS3/18
Analysenprinzip / Methode		Code-Nr.
Dünnschichtchromatographie (DC)		01
Gaschromatographie (GC)		03
GC-Massenspektrometrie (GC-MS)		05
HPLC		07
LC-MS		09
Immunoassay ohne instrumentelle Messsignalerfassung (einfacher Streifentest)		11
Ausnahmen	→ Immunoassay ohne instrumentelle Messsignalerfassung (einfacher Streifentest), Amphetamine ohne Metamphetamin/MDMA/MDA	111
	→ Immunoassay ohne instrumentelle Messsignalerfassung (einfacher Streifentest), Amphetamine ohne Metamphetamin	112
	→ Immunoassay ohne instrumentelle Messsignalerfassung (einfacher Streifentest), Opiate ohne Oxycodon	113
Immunoassay mit instrumenteller Messsignalerfassung		12
Ausnahmen	→ Immunoassay mit instrumenteller Messsignalerfassung, Amphetamine ohne Metamphetamin/MDMA/MDA	121
	→ Immunoassay mit instrumenteller Messsignalerfassung, Amphetamine ohne Metamphetamin	122
	→ Immunoassay mit instrumenteller Messsignalerfassung, Opiate ohne Oxycodon	123
Andere, ggf. angeben		14
Ausnahmen	→ Andere, ggf. angeben Amphetamine ohne Metamphetamin/MDMA/MDA	141
	→ Andere, ggf. angeben Amphetamine ohne Metamphetamin	142
	→ Andere, ggf. angeben Opiate ohne Oxycodon	143

	Amphetamin und ähnliche
101	Amphetamin
124	Benzodioxazolybutanamin (BDB)
104	Chlorphentermin
105	Ephedrin
106	4-Ethyl-2,5-dimethoxyamphetamin (DOET)
107	Fenfluramin
109	Mephentermin
110	Methamphetamin
126	p-Methoxyamphetamin (PMA)
127	p-Methoxymethylamphetamin (PMMA)
125	Methylbenzodioxazolybutanamin (MBDB)
112	4-Methyl-2,5-dimethoxyamphetamin (DOM, STP)
113	3,4-Methylendioxyamphetamin (MDA)
114	3,4-Methylendioxy-N-ethylamph. (MDE)
115	3,4-Methylendioxymethamphet. (MDMA)
111	Methylphenidat
116	Norpseudoephedrin
118	Phenmetrazin
120	Phentermin
119	Phenylethylamin
121	Phenylpropanolamin
122	Propylhexedrin
123	Pseudoephedrin
	Barbiturate
201	Allobarbitol
202	Alphenal
203	Amobarbital
204	Aprobarbital
205	Barbital
206	Barbitursäure
207	Brallobarbitol
208	Butabarbitol
209	Butalbitol
210	Butallylonal
211	Butethal
212	Butobarbital
213	Cyclobarbitol
214	Cyclopal
215	Cyclopentobarbital
216	1,3-Dimethylbarbitursäure
217	5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-barbitursäure
218	Heptabarbitol
219	Hexobarbital
221	Metharbitol
222	Methohexital
223	Methylphenobarbital
224	Pentobarbital
225	Phenobarbital
226	Propallylonal
227	Secbutabarbitol
228	Secobarbital
229	Talbutal
230	Thiopental
231	Vinylital

	Benzodiazepine
301	Adinazolam
302	7-Amino-Flunitrazepam
303	Alprazolam
304	Bromazepam
305	Brotizolam
306	Camazepam
307	Chlordiazepoxid
308	Clobazam
309	Clonazepam
310	Clorazepat
311	Clotiazepam
312	Cloxazolam
313	Clozapin
314	Delorazepam
315	Demoxepam
316	Desalkylflurazepam
317	Diazepam
318	Estazolam
319	Ethylloflazepat
320	Fludiazepam
321	Flunitrazepam
322	Flurazepam
323	Halazepam
324	Haloxazolam
325	1-N-Hydroxyethyl-Flurazepam
326	Ketazolam
327	Loprazolam
328	Lorazepam
329	Lormetazepam
330	Medazepam
331	Metaclozepam
332	Midazolam
333	Nimetazepam
334	Nitrazepam
335	Norchlordiazepoxid
336	Nordazepam
337	Oxazepam
338	Oxazolam
339	Pinazepam
340	Prazepam
341	Quazepam
342	Temazepam
343	Tetrazepam
344	Triazolam
	Cannabinoide
409	THC-Carbonsäure
	Cocain und Metabolite
501	Benzoyllecgonin (BZE)
502	Cocain
	LSD
601	LSD + Metabolit
	Methadon und Metabolite
701	EDDP (Methadonmetabolit)
702	Methadon
703	2-Ethyl-5-methyl-3,3-diphen.-pyr. (EMDP)

	Methaqualon und Metabolite
801	Methaqualon und Metabolite
	Opiate
901	6-Acetylmorphin (MAM)
903	Codein
907	Dihydrocodein
908	Dihydromorphin
909	Ethylmorphin
910	Hydrocodon
911	Hydromorphon
914	Morphin
915	Morphin-glucuronid
918	Oxycodon
921	Oxymorphon
	Phencyclidin und Metabolite
1101	Phencyclidin
	Propoxyphen und Metabolite
1201	Propoxyphen und Metabolite
	Tri- und tetrazyklische Antidepressiva
1301	Amitriptylin
1302	Clomipramin
1303	Desipramin
1304	Doxepin
1305	Imipramin
1306	Nortriptylin
1307	Protriptylin
1308	Trimipramin
1309	Opi Pramol
1310	Maprotilin
	Buprenorphin
1401	Buprenorphin
	Fentanyl
1501	Fentanyl
	Tramadol
1601	Tramadol
	Metamphetamin
1701	Metamphetamin
	Oxycodon
1801	Oxycodon

Reagenzien und Geräteschlüssel / Reagent and instrument key				Ringversuch / survey DS183	
Hersteller / manufacturer	Chiffre	Hersteller / manufacturer	Chiffre	Hersteller / manufacturer	Chiffre
Abbott	4	ELIAS	82	Omega Diagnostics GmbH	182
Acade Diag. Syst.	6	Elitech Group Chemistry (vorm. Vital Scientific)	163	OPH Medical Systems	185
Advanced Instruments	240	Eppendorf	22	Organon Teknika NML	24
AESKU.Diagnostics	139	Euro-Diagnostika	29	ORGENTEC Diagnostika	141
Agilent	134	Euroimmun	5	Orion Diagn.	3
Alere GmbH (vorm. Biosite)	121	Fresenius Medical Care	340	Ortho Clinical Diagnostics	8
Alere GmbH (vormals Inverness Medical)	130	Fujifilm	89	PerkinElmer Auto DELFIA	245
Allergopharma	94	Fujirebio Diagn.	74	PerkinElmer DELFIA manuell	246
ANALYTICON	37	GA-Generic Assays	133	PerkinElmer Diagnostics	91
ARK Diagnostics (Cobas)	167	Gabmed	230	PerkinElmer GSP	247
ARK Diagnostics (andere Geräte)	157	Gentian	295	Pfaff	115
Arkray	164	Greiner BioChemica	20	Protzek GmbH	129
AVL	136	Helena Diagnostika	46	R-Biopharm	148
Axis-Shield (vorm. Nycomed / Progen)	175	HemoCue	152	Radim	92
Axonlab	33	Hico	113	Radim (vorm. Adaltis)	76
Bayer Vital	17	Hitachi Chemical Diagn.	80	Radiometer	61
BDL Labordiagnostik	144	Hitado / Nobis	34	Randox-Laboratories	105
Beckman Coulter	13	Horiba ABX / Axon Lab	7	Recipe	75
Beckman Coulter / AU-serie	38	Human	25	Roche Diagn.	30
Beckman Coulter manuell (Nr. IM1664, A21854, IM0729)	211	Human BID-Diagnostic	18	Roxall	88
Beckman Coulter manuell (vorm. DSL and Immunotech)	111	Hybritech	86	Sarstedt	110
Becton Dickinson	10	Hycor	93	Sebia	101
Bio-Rad	2	HYPHEN BioMed (Coachrom)	174	Securetec Detektion-Systeme AG	150
Biomar Diagn.	56	IASON GmbH	155	Sentinel Diagnostics	45
Biomed	16	IBL	41	SERAMUN Diagnostica GmbH	60
bioMerieux	21	IDS S.A.	23	Serva	153
Biosite	70	IME-DC GmbH	63	Shimadzu	135
Biosource	53	Immunalysis	158	Siemens Healthcare (ehem. Bayer, Atellica Solution)	40
Biotec-Fischer	50	Immundiagnostik	69	Siemens Healthcare (ehem. Dade Behring)	28
BLW Diagnostics	280	IMMUNO	11	Siemens Healthcare (Gerät Dimension EXL)	328
Boditech	159	Innovacon	78	Siemens Healthcare (Immulate)	44
Bruker Corporation	162	invicon	138	Siemens Healthcare (vorm. DB, Dimension RxL)	128
BST Bio Sensor Tech. GmbH	67	IRIS GmbH	146	Siemens Healthcare (vorm. DB, Vista)	228
CARE-Diagnostica	31	Kabe	1	Snibe	335
Centronic GmbH	84	Knauer	165	Sorin Clin. Assays	79
Chromsystems	47	Labo Bio-medical Products (LBP)	149	Stago / Tcoag	117
Cisbio Bioassays	143	Labor + Technik	108	Stago, STA-Geräte	217
Dako	14	Labor Diagnostika Nord (LDN)	355	Sysmex	145
Demeditec	49	Labsystems Diagnostics Oy	350	Technicon	85
Determine	180	Lange	26	Technoclone	87
DiAgam	156	Leica	260	TECOmedical	285
Diaglobal	83	Ifm DIAGNOSTIKA	170	The Binding Site	140
Diagnostics Biochem Canada	270	Macherey-Nagel	127	ThermoFisherScientific (vorm. Phadia)	72
Diagnostik Nord	173	Mahsan	122	ThermoFisherScientific, B.R.A.H.M.S	48
Dialab Deutschland	160	Mediagnost	66	ThermoFisherScientific/Konelab	126
Dialab Österreich	161	Medichem	15	Tosoh Bioscience	54
DiaSorin	77	Medipan Diagnostica	71	ulti med	102
DiaSys	12	MENARINI diagnostics	64	Virotech Diagnostics (vorm. Sekisui Virotech)	90
Diazyme	147	Merck	27	Wako	103
Doverton Ltd	131	Meso Scale Discovery	250	Werfen (ehem. Biokit)	154
Dr. Fooke	73	Mikrogen	181	Werfen (ehem. IL)	32
Dr. Müller Gerätebau	57	Milenia Biotec	142	Willi Fox	195
DRG-eigene/andere Prod.	35	Millipore	190	YSI Life Sciences	345
DRG-Immuchem. Corp.	42	MöLab	125	Zentech	9
DRG-RSL	68	Molter	114	Anderer Hersteller, other producer	99
DRG: Hybrid.XL	36	MP Biomedicals	52		
Dynabio	255	nal von minden GmbH	151		
Eiken/Mecconti	51	Nichols Institute	62		
EKF Diagnostik	112	Nodia	59		
		Nycomed / Progen	97		
		oekonomed	109		

Hinweis: Einzelne Teile des Ringversuchs-Programms (z. B. Verpackung, Datenübertragung, Probenvorbereitung/ -herstellung) können zeitweise im Unterauftrag vergeben werden. Im Falle einer Unterauftragsvergabe erfolgt diese an einen kompetenten Unterauftragnehmer. Das RfB ist für dessen Arbeit verantwortlich.

